

Le geste sans

SANYTOL

**GEL MAINS
DESINFECTANT**

Produit phare des protocoles d'hygiène, le gel désinfectant SANYTOL nettoie, neutralise les mauvaises odeurs et élimine 99,9%⁽¹⁾ des bactéries, champignons et virus présents sur les mains. Sans eau ni savon - ne colle pas les mains. Hypoallergénique⁽²⁾ - Au thé vert.

⁽²⁾ Formulé pour minimiser les risques d'allergie.



Indispensable dans certains milieux professionnels comme les métiers de la restauration ou les Industries agroalimentaires, le gel SANYTOL est spécialement conçu pour un usage professionnel, en l'absence d'eau ou en complément de lavage simple des mains.



Bactéries
Candida Albicans
Virus H1N1

⁽¹⁾ **Ce produit a une triple action :**

- Bactéricide EN1276 et EN1500 (1 mg)
- Actif sur Candida albicans selon la méthodologie de la norme EN1550
- Actif sur Influenza Grippe A (H1N1),

Vaccinia poxvirus et sur Herpes simplex virus selon la méthodologie de la norme EN14476. Efficacité prouvée et contrôlée par un laboratoire agréé.

Élimine entre autres : E-coli, Salmonelle, Listeria, virus de la Grippe (H1N1), virus de l'Herpès, Staphylococcus aureus.

Mode d'emploi

Appliquer une noisette de gel (5 ml) dans la main. Frotter jusqu'à ce que les mains soient sèches. Ne pas rincer.


DANGER Irritant et nocif. Les inflammables. Éviter un contact direct des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise (ORFÈVRE : 01 45 42 58 58). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l'emballage sera prescrit. Ne pas ingérer. Matières Actives Bioactives (TF104) : Ethoxyl 72%.
NE PAS FUMER



AG Micros Ideal, S.A.S
88 rue A. Duméril CS 10214
90218 Vaux-en-Yvelin Cedex
FRANCE

Service Clientèle
Du lundi au vendredi de 8h à 12h.

0 820 80 10 17
www.sanytol.fr



A utiliser avant la date indiquée
sur le produit (p'tout) : voir emballage

500 ml
FABRIQUÉ EN UE
6730861800

